

Tanques Criogénicos Serie “LS Laboratory Sist”.

La serie de Tanques Criogénicos LS está diseñada para “Gran Almacenaje” de tubos o miniviales gracias a la forma rectangular de los Racks de 5x5 o de 10x10 que permite almacenar desde 750 hasta 6.000 viales de 2ml.

| Características | LS750 | LS3000 | LS4800 | LS6000 |
|---------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Capacidad en Litros. | 35 | 81 | 130 | 165 |
| Tiempo reposo días. | 130 | 106 | 162 | 194 |
| Tiempo trabajo días | 80 | 66 | 102 | 120 |
| Evaporación 1/24h | 0,27 | 0,76 | 0,80 | 0,84 |
| Peso en vacío. Kg. | 17,7 | 31,8 | 40,9 | 55 |
| Peso lleno. Kg. | 46 | 97,4 | 146,1 | 186,4 |
| Ø de Cuello mm. | 478 | 683 | 683 | 683 |
| Ø Total. mm. | 681 | 731 | 892 | 991 |
| Nº de 2 ml Vials | 750 | 3.000 | 4.800 | 6.000 |
| Med Criobox mm | 76x76 | 127x127 | 127x127 | 127x127 |
| Nº Vials por Criobox | 25 | 100 | 100 | 100 |
| Capac.phase vapor storage | -- | 1.800 | 3.600 | 4.800 |



Tanque LS750- Utiliza Cajas de 5x5 (25 tubos).Necesita 30 Cajas. **Cod: 4636031.**

Tanque LS3000-Utiliza Cajas de 10x10 tubos. Necesita 30 Cajas.. **Cod: 4636077.**

Tanque LS4800. Utiliza Cajas de 10x10.Necesita 48 Cajas.

Tanque LS6000. Utiliza Cajas de 0’x10. Necesita 60 Cajas.